


MANU CARP

Sztywna orteza na dłoń i przedramię
z szyną

Ref. SRT 244

ZALECENIA

Zaleca się stosowanie ortezy w skręceniach, przemieszczeniach, artrozie, zespole cieśni nadgarstka, porażeniu nerwu promieniowego, zapaleniu pochewek ścięgnistych, w złamaniach kości obejmowanych przez stabilizator, wszystko w procesie leczenia ortopedycznego lub pooperacyjnego.



MEDICAL



SPORT



CODZIENNIE

OPIS



Anatomicznie wyprofilowana orteza, wykonana z materiału tekstylnego, zawiera:

- jedną metalową plastikową szynę dłoniową
 - jedną taśmę zapinającą okołonadgarstkową
- zapięcia na velcro
długość: 22 cm.

Orteza unieruchamia i stabilizuje staw promieniowo nadgarstkowy.

SKŁAD

Produkt wykonany jest z trzywarstwowego laminowanego materiału, który zachowuje się jak regulator ciepły, poprzez odprowadzanie na zewnątrz nadmiaru ciepła i wilgoci z okolicy ciała do której przylega.



NFZ

J.02.01 orteza na rękę i przedramię

DOSTĘPNY KOLOR

Czarny



DOSTĘPNE ROZMIARY

Rozmiar uniwersalny
obwód nadgarstka w zakresie 15 – 25 cm.



ROZMIAR

