

OSTEO TLSO FIX

Orteza piersiowo lędźwiowo krzyżowa

Ref. SRT 139

Zalecenia

Zaleca się stosowanie pasa w chorobach degeneracyjnych struktur kręgosłupa, w zespołach bólowych i niestabilności kręgosłupa (również wielopoziomowych), w przypadkach osłabienia napięcia mięśniowego, po zabiegach operacyjnych, w przebiegu osteoporozy (profilaktyka złamań i po przebytych urazach trzonów kręgow), w sytuacjach wymagających silnej stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego.

Opis

Gorset wykonany ze sztywnego materiału i zawiera:

- 2 „S”-kształtne, metalowe szyny (połączone ze sobą, z regulacją na długość) obejmujące odcinek piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy.
- 2 plastikowe stałki na przodzie gorsetu - wspierające okolicę brzucha.
- 2 taśmy okołobarkowe zapinane z przodu na brzuchu - zapewniające utrzymanie odpowiedniej postury i korekty ustawienia obręczy barkowej (retrakcji barków). Obie taśmy barkowe mogą być indywidualnie dopasowane na długość, a dzięki odczepianym końcówkom velcro, możliwe jest również docięcie i ponowne doczepienie velcro. Taśmy są osłonięte pochawkami, zapobiegającymi powstawaniu otarć pod pachami, zapięcie na velcro znajduje się z przodu, na brzuchu. **Wysokość gorsetu z przodu - 16 cm, z tyłu - od 48 do 54 cm w zależności od rozmiaru gorsetu.** W celu ułatwienia zapinania gorsetu dodano taśmy uchwytyowe.

Metalowe „S”-kształtne panele są ze sobą połączone śrubami i tworzą podwójne łuki okółokręgosłupowe na przestrzeni piersiowo-lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. Gorset zapewniają pożądaną korektę krzywizn i pewną stabilizację kręgosłupa.

Materiały konstrukcyjne

Elementy dziane gorsetu są wykonane z dwóch rodzajów tkaniny – elastycznej i nieelastycznej.

Część elastyczna - 50% poliester, 33% poliamid, 17% elastan.


Część nieelastyczna - trzywarstwowy laminowany materiał:

- **Velutino** - włókna poliamidowe mają wysoki opór wchłaniania substancji chemicznych i biologicznych, wysoka odporność na ścieranie oraz brak właściwości do absorpcji wody.
- **Moltopren** (MTP) - otwartokomórkowy materiał piankowy, przepuszczający powietrze w obu kierunkach, (przepuszczalność jest odwrotnie proporcjonalna do gęstości) o wysokich właściwościach absorpcyjnych wilgoci.
- **Jersey cotone SOFT** - 100% bawełniany lub bawełna ze spandexem – elastanem (dla zwiększenia elastyczności).

SOFT - nazwa wersji wykonanej z materiału oferującego właściwości balsamiczne, które gwarantują delikatność w kontakcie z ciałem i zapobiegają powstawaniu podrażnień skóry.

Właściwości tkaniny

- Elastyczny materiał o strukturze pozwalającej na dobrą wentylację skóry i przepływ powietrza w obu kierunkach. Tkaninę zaprojektowano tak, aby maksymalnie długo utrzymywała swoje właściwości kompresyjne.
- Trójwarstwowy, laminowany materiał zachowuje się jak regulator wilgotności. Warstwa bawełniana szybko pochłania wilgoć z powierzchni skóry i odprowadzają ją w głąb materiału, a dalej poprzez piankę PU na zewnątrz. Daje to skuteczną ochronę nawet przy bardzo wrażliwej skórze.



Przepuszczalny dla powietrza


NFZ:

L.03.03 Orteza lędźwiowo- krzyżowo-piersiowa, ze stałkami lub fiszbinami typu sznurówka z systemem mocowań wokół ramion zapewniająca odciążenie niepełne


Dostępne rozmiary

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód pasa / talii (cm)	65-75	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125
Wysokość części grzbietowej (cm)	48	49	50	51	52	53
Ref.	SRT139M1	SRT139M2	SRT139M3	SRT139M4	SRT139M5	SRT139M6

Mierzmy obwód w pasie / talii.



- Zapięcie i regulacja na velcro w części przedniej – efektywna kompresja.



- Regulowane na długość taśmy, możliwe również odcięcie nadmiaru (zapięcie velcro typu „krokodyl”)



- „S” kształtne, metalowe panele stabilizacyjne (regulowane na długość, połączone śrubami).