

PLANTARIS

Dynamiczna orteza stawu skokowego

Ref. SRT 345

ZALECENIA

Ortezę należy stosować w przypadkach zapalenia rozciągniętego podszewowego, porażeniach gałązek podkolanowych nerwu kulszowego.

OPIS

Orteza wykonana jest z materiału, i składa się z:

- jednej części nadkostkowej, zapewniającej oparcie dla elastycznej części, dźwigającej stopę
- jednego element stopowego
- jednego element używanego do buta
- taśmy elastycznej, łączącej element stopy z podudziem

Zapięcia na velcro.

Orteza stopowa służy wspomaganie zgięcia grzbietowego stopy. Elementy stopowy oraz do obuwia mogą być stosowane zamiennie, w zależności od potrzeby.

SKŁAD

Dwu i trzywarstwowy laminowany materiał.

NFZ:

H.02.01 orteza na opadającą stopę z usztywnieniem grzbietowym



Szczegóły produktu



- taśma elastyczna mocowana dwoma zapięciami velcro



- komponenty materiałowe użyte w ortezie



- Dostępny kolor: czarny

Dostępne rozmiary

Rozmiary	1	2	3
Obwód podudzia (cm)	20-23	24-27	28-31
Ref.	SRT345M1	SRT345M2	SRT345M3

Obwód podudzia mierzony nad kostkami

