

SINTEX

Stabilizator kończyny górnej

Ref. SRT 217

Zalecenia

Produkt polecany w przypadkach wymagających ustabilizowania i/lub odciążenia w podwieszeniu całej kończyny górnej.

Opis

Hamak temblaka jest wykonany z jednego kawałka materiału i wyposażony w dwie taśmy spełniające funkcje stabilizacji i podtrzymania kończyny. Zapięcie i regulacja na velcro. Orteza zapewnia efektywne wsparcie i odciążenie kończyny górnej oraz jej stawów. Produkt gwarantują ochronę przed niepożądaną rotacją zewnętrzną i swobodnym przemieszczaniem się kończyny.

Materiały konstrukcyjne

Hamak ortozy wykonany jest ze sztywnego, wielowarstwowego materiału (100% poliester)

- **Spaziato** – to przestrzenna siatka 3D o charakterystycznym kształcie, takim jak struktura plastra miodu z poliestrową nicią, dzięki takiemu rozwiązaniu materiał zapewnia przepuszczalność w obu kierunkach dla ciepła i wilgoci. Taśmy stabilizujące to trzywarstwowy, laminowany materiał:

- **Velutino** – to materiał wykonany z włókien poliamidowych, które mają wysoki opór wchłaniania substancji chemicznych i biologicznych, wysoką odporność na ścieranie oraz brak właściwości do absorpcji wody.


- **Moltopren (MTP)** – to otwartokomórkowy materiał piankowy, przepuszczający powietrze w obu kierunkach, (przepuszczalność jest odwrotnie proporcjonalna do gęstości) o wysokich właściwościach absorpcyjnych wilgoci.

- **Jersey cottone SOFT** – to 100% bawełniany lub bawełna ze spandexem – elastanem (dla zwiększenia elastyczności).


SOFT - nazwa wersji wykonanej z materiału oferującego właściwości balsamiczne, które gwarantują delikatność w kontakcie z ciałem i zapobiegają powstawaniu podrażnień skóry.

Właściwości tkaniny

Specyficzna struktura przestrzenna pozwala na wysoką przepuszczalność powietrza w obu kierunkach. Skutecznie zabezpiecza przed kumulacją ciepła i wilgoci.



Przepuszczalny dla powietrza



Produkt dostępny w rozmiarze dziecięcym



- Pełna regulacja taśm stabilizacyjnych.




- Nowoczesne materiały 3D.

NFZ: J.06.01 Orteza na ramię i bark typu Dessault

Dostępne rozmiary

Rozmiar	1	2	3	4
Długość przedramienia (cm)	22-28	28-32	32-36	36-40
Ref.	SRT217M1	SRT217M2	SRT217M3	SRT217M4



Mierzmy długość przedramienia.