

# TRIAFLIP

## Orteza rotacyjna ramienia 90°

Ref. SRT 232

### Zalecenia

Zaleca się stosowanie ortezy po zabiegach chirurgicznych, ortopedycznych i po urazach obszaru ramienia i barku, w złamaniach ramienia i/lub łopatki, jako wsparcie w leczeniu ortopedycznym i rehabilitacji.

### Opis

Orteza składa się z trzech komponentów:

- poduszki odwodzącej wykonanej z pianki poliuretanowej i pokrytej materiałem. Poduszka jest przytrzymywana i stabilizowana na tułowie poprzez pas stabilizacyjny, zapinany na dwa zatrzaski i regulowany za pomocą velcro.
- temblak - wykonany jest z przewiewnego materiału, który jest mocowany do poduszki za pomocą velcro. Hamak temblaka zawiera dodatkowy pasek stabilizujący kciuk. Wszystkie taśmy stabilizacyjne mogą być regulowane na długość lub przycięte, ponieważ końcówki velcro są odczepiane. Dla większego bezpieczeństwa i komfortu taśmy są dodatkowo osłonięte specjalnymi pochwami ochronnymi.

Orteza pozycjonuje i stabilizuje ramię w lekkim odwiedzeniu w stosunku do tułowia, z rotacją zewnętrzną, przy stawie łokciowym zgiętym pod kątem 90 stopni. Ten sam produkt może być stosowany jednocześnie na prawą jak i na lewą stronę ciała. Zapięcie i regulacja na klamry i velcro.

### Materiały konstrukcyjne

Poduszka odwodząca wykonana jest z pianki poliuretanowej, pokrytej tkaniną o składzie: 50% polyester, 50% poliamid.


Materiał pokrywowy poduszki uszyty jest z trzywarstwowego laminowanego materiału:

- **Velutino** – to materiał wykonany z włókien poliamidowych, które mają wysoki opór wchłaniania substancji chemicznych i biologicznych, wysoką odporność na ścieranie oraz brak właściwości do absorpcji wody.
- **Moltopren (MTP)** – to otwartokomórkowy materiał piankowy, przepuszczający powietrze w obu kierunkach, (przepuszczalność jest odwrotnie proporcjonalna do gęstości) o wysokich właściwościach absorpcyjnych wilgoci.
- **Jersey cottone SOFT** – to 100% bawełniany lub bawełna ze spandexem – elastanem (dla zwiększenia elastyczności).


**SOFT** - nazwa wersji wykonanej z materiału oferującego właściwości ochronne dla skóry, który gwarantuje delikatny i przyjazny kontakt z ciałem i zapobiega powstawaniu podrażnień skóry.

### Właściwości tkaniny

Trójwarstwowa tkanina laminowana zachowuje się jak regulator wilgotności. Dodatkowa perforacja umożliwia szybkie przenoszenie wilgoci z powierzchni ciała na zewnątrz i swobodny przepływ powietrza w obie strony.



Przepuszczalny dla powietrza



Przepuszczalny dla wilgoci



- Odciążenie i odwiedzenie z rotacją w stawie barkowym, zgięcie w stawie łokciowym pod kątem 90 stopni



podłokietnik zabezpiecza ramię w rotacji pod wymaganym kątem wobec płaszczyzny czołowej ciała



- Pełne dopasowanie taśm stabilizacyjnych (możliwe również skrócenie przez odcięcie nadmiaru).

NFZ: J.07.01 Orteza odwodząca stawu barkowego

### Dostępne rozmiary

Produkt uniwersalny