

CARPOFIX

Orteza unieruchamiająca nadgarstek (obustronna – lewa i prawa)

Ref. SRT 233

Zalecenia

Produkt zalecany w przypadku skręceń, niestabilności nadgarstka, zmian zwyrodnieniowych, zespołu cieśni nadgarstka, w porażeniach nerwu promieniowego, w zapaleniach pochewek ścięgniastych, po zdjęciu opatrunku gipsowego po złamaniach, w stanach po zabiegach operacyjnych i w procesie rehabilitacji.

Opis

Otwarty tutor ortezy jest wykonana ze sztywnego i przepuszczalnego dla ciepła i wilgoci materiału, zawiera:

- jedną metalową szynę, wyprofilowaną anatomicznie.
- jeden sztywnik tworzywowy.

Po stronie grzbietowej znajduje się również system zapięcia i regulacji (3, przeciągane przez szlufki, taśmy dociągowe zapinane na velcro).

Długość ortezy: 19 cm.

Obie szyny są umiejscowione w zapinanych na velcro kieszonkach i mogą one być zamieniane miejscami, co powoduje, iż **orteza jest uniwersalna na prawą lub lewą dłoń**. Produkt stabilizuje i unieruchamia staw promieniowo-nadgarstkowy ograniczając zgięcie grzbietowe lub dłoniowe.


Materiały konstrukcyjne

Orteza jest wykonana z dwóch warstw laminowanego materiału:


- **X-one** – to przestrzenna siatka 3D o specyficznym kształcie, analogicznym jak plaster miodu, utkana z nitki poliestrowej, szczególny wygląd zapewnia przepuszczalność w dwóch kierunkach.
- **Velutino** – to materiał wykonany z włókien poliamidowych, które mają wysoki opór wchłaniania substancji chemicznych i biologicznych, wysoką odporność na ścieranie oraz brak właściwości absorpcyjnych wody.

Właściwości tkaniny

Laminowana tkanina zachowuje się jak regulator wilgotności: pochłania wilgoć z powierzchni ciała, przenosząc ją z tkaniny 3D do górnej warstwy wykonanej z poliamidu i dalej na zewnątrz. Specyficzne sieciowanie siatki zapewnia szybki transfer ciepła i wilgoci.



Przepuszczalny dla powietrza



Przepuszczalny dla wilgoci



- Szyna tworzywowa
- Kieszenie ochronne dla szyn z zapięciem velcro.




- Profilowana anatomicznie szyna metalowa, możliwe indywidualne dopasowanie

NFZ: J.02.01 Orteza na rękę i przedramię

Dostępne rozmiary, uniwersalny L/R

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód nadgarstka (cm)	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25
Ref.	SRT233M1	SRT233M2	SRT233M3	SRT233M4	SRT233M5



Mierzmy obwód nadgarstka.