

ANKLEFIX CONFORT

Stabilizator stawu skokowego otwarty z przodu z tyłu

Ref. SRT 311

Zalecenia

Produkt zalecany w podwichnięciach, stanach zapalnych, w usprawnianiu po urazach i zaraz po zdjęciu opatrunku gipsowego.

Opis

Półotwarty tutor jest wykonany z przewiewnego materiału, posiada dwie taśmy zapinające w części tylnej (obszar ścięgna Achillesa). Okolica pięty jest otwarta. Wysokość 20 cm.

Materiały konstrukcyjne


Orteza wykonana jest z trzywarstwowego laminowanego materiału:

- **Asterix** – to materiał wykonany z włókien poliamidowych, które mają wysoki opór wchłaniania substancji chemicznych i biologicznych, wysoką odporność na ścieranie oraz brak właściwości do absorpcji wody.
- **Moltopren (MTP)** – to otwartokomórkowy materiał piankowy, przepuszczający powietrze w obu kierunkach, (przepuszczalność jest odwrotnie proporcjonalna do gęstości) o wysokich właściwościach absorpcyjnych wilgoci.
- **Jersey cottone SOFT** – to 100% bawełniany lub bawełna ze spandexem – elastanem (dla zwiększenia elastyczności).


SOFT - nazwa wersji wykonanej z materiału oferującego właściwości ochronne dla skóry, które gwarantują delikatność w kontakcie z ciałem i zapobiegają powstawaniu podrażnień skóry.

Właściwości tkaniny

Laminowana tkanina zachowuje się jak regulator wilgotności: bawełniana warstwa pochłania wilgoć z powierzchni ciała i przenosi go w głąb tkaniny i przez piankę PU na zewnątrz.



Przepuszczalny dla powietrza



Przepuszczalny dla wilgoci



- Otwarty obszar pięty



- Otwarty obszar pięty

Dostępne rozmiary

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód kostki (cm)	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
Ref.	SRT311M1	SRT311M2	SRT311M3	SRT311M4	SRT311M5

Mierzmy obwód przez staw skokowy

