

## TRIACROSS

### Wciągana orteza kolana z boczną stabilizacją rzepki

Ref. SRT 317

#### Zalecenia

Zaleca się stosowanie ortezy w przeciążeniach okolozępkowych, lekkich urazach stawu kolanowego, w procesach zapalnych, w doleczeniu po zwichnięciach, przy niewydolności więzadeł pobocznych, niestabilności rzepki, jako wsparcie leczenia ortopedycznego i po zabiegach operacyjnych.

#### Opis

Wciągany, zamknięty tutor, wykonany z elastycznego materiału. Konstrukcja zawiera:

- 4 metalowe elastyczne fiszbiny, po dwie z każdej strony.
  - pierścień stabilizujący rzepkę (z pianki polietylenowej)
  - elastyczną taśmę stabilizującą rzepkę (z prawej lub lewej strony).
- Dwie szlufki, prawa i lewa do bezpiecznego przeprowadzenia taśmy.

#### Długość ortezy 29 cm.

Orteza stabilizująca jednocześnie staw kolanowy i rzepkę. System podwójnych fiszbin stymuluje struktury poboczne stawu, a pelota ze skośną taśmę umożliwia korekcyjną kontrolę rzepki (z prawej lub lewej strony).

Orteza nie jest zalecana w przypadkach dużych obrzęków i zaburzeń krążenia obwodowego.

#### Materiały konstrukcyjne

Neopren z pokryciem materiałowym po obu stronach (100% poliester).

#### Właściwości tkaniny

Neoprenowa, mikroporowata struktura posiada doskonałe właściwości amortyzacyjne i zapewnia doskonałą ochronę mechaniczną i termiczną. Efekt termiczny tego materiału pomaga poprawić krążenie krwi i rozluźnienie mięśni.

- Ze względu na swoją elastyczność materiał neoprenowy nie ogranicza ruchów stawów, mięśni i zapewnia równomierny rozkład kompresji podczas ruchu. Zapewnia również zwartość stawów i podparcie tkanek miękkich na całej powierzchni przylegania.



- Wciągany, zamknięty tutor.

- Elastyczne, skośne taśmy do stabilizacji i korekcji ustawienia rzepki.



- Pierścień stabilizujący i podpierający rzepkę (pianka polietylenowa).



- Metalowe fiszbiny typu „gnieciona sprężyna”.

#### Dostępne rozmiary

| Rozmiar           | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Obwód kolana (cm) | 33-35    | 35-37    | 37-39    | 39-41    | 41-43    | 43-45    | 45-47    | 47-49    |
| Ref.              | SRT317M1 | SRT317M2 | SRT317M3 | SRT317M4 | SRT317M5 | SRT317M6 | SRT317M7 | SRT317M8 |

Mierzmy obwód kolana przez środek rzepki.

