

GEROMED 01

Owijana orteza kolana

Ref. SRT 318

Zalecenia

Zaleca się stosowanie ortezy w lekkich urazach stawu kolanowego, w procesach zapalnych i chorobach zwyrodnieniowych, w podwichnięciach, słabo nasilonych niestabilnościach, w procesach leczenia ortopedycznego i jako wsparcie po zabiegach operacyjnych, w rehabilitacji.

Opis

Tutor otwarty z tyłu, wykonana z laminowanego materiału, zawiera:

- 4 metalowe elastyczne stalki, po dwie z każdej strony
- stabilizujący pierścień okółrępkowy (z pianki polietylenowej), zapięcie na velcro.

Orteza stabilizuje staw kolanowy dzięki czterem metalowym, elastycznym fiszbinom (po 2 z każdej strony), kształt stabilizatora zapewnia możliwość dopasowania również do zdeformowanego stawu, a siła kompresji i stabilizacji może być indywidualnie dopasowywana. Zapięcie i regulacja na velcro.

Wysokość ortezy 26 cm.

Materiały konstrukcyjne


Orteza wykonana jest z trzywarstwowego laminowanego materiału:

- **Velutino** – to materiał wykonany z włókien poliamidowych, które mają wysoki opór wchłaniania substancji chemicznych i biologicznych, wysoką odporność na ścieranie oraz brak właściwości do absorpcji wody.
- **Moltopren (MTP)** – to otwartokomórkowy materiał piankowy, przepuszczający powietrze w obu kierunkach, (przepuszczalność jest odwrotnie proporcjonalna do gęstości) o wysokich właściwościach absorpcyjnych wilgoci.
- **Jersey cottone SOFT** – to 100% bawełniany lub bawełna ze spandexem – elastanem (dla zwiększenia elastyczności).


SOFT - nazwa wersji wykonanej z materiału oferującego właściwości balsamiczne, które gwarantują delikatność w kontakcie z ciałem i zapobiegają powstawaniu podrażnień skóry.

Właściwości tkaniny

Trójwarstwowa tkanina laminowana zachowuje się jak regulator wilgotności: bawełniana warstwa pochłania wilgoć z powierzchni ciała i przenosi go w głąb tkaniny i przez piankę PU na zewnątrz.



Przepuszczalny dla powietrza



Przepuszczalny dla wilgoci



- Tutor otwarty w części tylnej.

- Zapięcie i regulacja na velcro.




- Otwór z pelotą stabilizującą rzepkę z pianki polietylenowej



- Metalowe fiszbiny typu „gnieciona sprężyna”.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód kolana (cm)	33-36	36-39	39-42	42-45	45-49
Ref.	SRT318M1	SRT318M2	SRT318M3	SRT318M4	SRT318M5



Mierzmy obwód stawu kolanowego przez rzepkę.