

TRIAGEN

Otwarta orteza kolana z szynami bocznymi

Ref. SRT 319

Zalecenia

Produkt zalecany po urazach i w niewydolności więzadeł pobocznych, przy lekkich urazach stawu, w procesach zapalnych, zmianach zwyrodnieniowych, jako wsparcie w procesie rehabilitacji po zabiegach operacyjnych, w procesie rehabilitacji.

Opis

Tutor otwarty z przodu, wykonany z laminowanego materiału, zawiera:

- 2 metalowe szyny boczne z zawiasem policentrycznym.
- 2 taśmy dociągowe zapinane na velcro.

Zapięcie i regulacja tutora z przodu również na velcro.

Orteza stabilizuje staw kolanowy wielopłaszczyznowo. Dwie sztywne szyny z policentrycznym zawiasem z zębatką (ramię górne i dolne współdziałają ze sobą) zapewniają bezpieczeństwo i stabilność pracy stawu. Stabilizator może być łatwo dopasowany i stosowany również w przypadku istniejących deformacji stawu. Orteza umożliwia również kontrolę siły kompresji poprzez odpowiednie zapięcie tutora i dopięcie taśm dociągowych.

Długość ortezy 32 cm.

Materiały konstrukcyjne


Orteza jest wykonana z trzywarstwowego, laminowanego materiału:

- **Asterix** – to warstwa z włókien poliamidowych, które mają wysoki opór wchłaniania substancji chemicznych i biologicznych, wysoką odporność na ścieranie oraz brak właściwości do absorpcji wody
- **Moltopren (MTP)** – to otwartokomórkowy materiał piankowy, przepuszczający powietrze w obu kierunkach, (przepuszczalność jest odwrotnie proporcjonalna do gęstości) o wysokich właściwościach absorpcyjnych wilgoci
- **Jersey cotone SOFT** – to warstwa w 100% z bawełny lub bawełna ze spandexem – elastanem (dla zwiększenia elastyczności)


SOFT - nazwa wersji wykonanej z materiału oferującego właściwości ochronne dla skóry, które gwarantują delikatność w kontakcie z ciałem i zapobiegają powstawaniu podrażnień skóry.

Właściwości materiału

Trójwarstwowa laminowana tkanina działa jako regulator wilgotności. Pozwala na przepływ powietrza w obu kierunkach, pomagając w szybkim przenoszeniu wilgoci na zewnątrz.



Przepuszczalny dla powietrza



Przepuszczalny dla wilgoci



- Regulowany tutor, otwarty z przodu



- Taśmy dociągowe z zapięciem velcro.



- Sztywne, metalowe szyny z zawiasem policentrycznym (zębatka).

NFZ: H.03.01 Orteza stawu kolanowego z zawiasami

Dostępne rozmiary

Rozmiary	1	2	3	4	5	6	7	8
Obwód kolana (cm)	33-35	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47	47-49
Ref.	SRT319M1	SRT319M2	SRT319M3	SRT319M4	SRT319M5	SRT319M6	SRT319M7	SRT319M8

Mierzmy obwód stawu kolanowego przez środek rzepki.

